



## Antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania sanitariatów



# MC 320



### Zastosowanie

Preparat w postaci żelu do codziennego mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, umywalek i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwa kamień i osady z mydła. Konsystencja żelu ułatwia przyleganie preparatu nawet na pionowych powierzchniach, co wydłuża czas kontaktu z powierzchnią i gwarantuje większą skuteczność mycia. Zalecany do mycia armatury łazienkowej. Posiada przyjemny, świeży zapach. Butelka typu "kaczka" ułatwia równomierne i oszczędne nanoszenie żelu docierając do trudnodostępnych miejsc.

**Sposób użycia:** *Mycie muszli, bidetów itp.:* Preparat nanieść bezpośrednio na mytą powierzchnię, odczekać ok. 5-10 min. i spłukać.

*Mycie umywalek i armatury:* Preparat nanieść na gąbkę lub ściereczkę, przetrzeć, następnie spłukać i wytrzeć do sucha. Tylko do użytku profesjonalnego.

**Skład:** niejonowe związki powierzchniowo-czynne, kwas fosforowy, kompozycja zapachowa, barwnik.



Xi drażniący

- R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
- S 2 Chronić przed dziećmi.
- S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- S 50 Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi.

pH 2

Opakowanie handlowe:  
Butelka 12 x 0,75 L  
Kanister 3 x 5 L

Medi-Sept Sp. z o.o.  
Konopnica 159c  
21-030 Motycz  
tel. (081) 535 22 22  
www.medi-sept.com.pl